

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİMYASAL MADDE ENVANTERİ

No	Madde	Kullanım şekli	Isı ve ateşten uzak tutun	Serin ve kuru ortamda saklayın	Özellik	Temas Halinde Yapılacak İlk yardım	Kullanıcılar için kişisel koruyucu malzemeler ve ilkyardım	Kullanım Yeri	Taşıma Şekli	Depolama Yeri
1	AKRİLİK TOZU	Toz	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • Yanıcı • Tahriş Edici • Alerjik • Kanserojen 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalı,</p> <p>DERİ: Cilt ile temas halinde bol su ile yıkanmalı, medikal tedavi için başvurulmalıdır.</p> <p>SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Diş Protez Laboratuvarı	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
6	AKRİLİK LİKİDİ	Sıvı	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • Yanıcı • Tahriş Edici • Alerjik • Kanserojen 	<p>GÖZLER: Hemen tıbbi yardım çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır.</p> <p>DERİ: Cilt bol su ve sabunla yıkanmalıdır.</p>	Eldiven Gözlük	Diş Protez Laboratuvarı	Ağız kapalı solüsyon kabı	Sarf Deposu
2	POMZA	Toz		+	<ul style="list-style-type: none"> • Aşındırıcı • Tahriş Edici • Enfeksiyonlara Yatkınlık yapan 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalı,</p> <p>DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır.</p> <p>SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Diş Protez Laboratuvarı	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
3	AERATÖR YAĞI	Sıvı	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • Patlayıcı • Toksik • Zararlı • Enfeksiyonlara yatkınlık yapar. 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı, medikal tedavi için başvurulmalı</p> <p>DERİ: Cilt bol su ile yıkanmalıdır.</p>	Eldiven	Poliklinik, Sterilizasyon Birimi	Kendi Özel kabında	Sarf Deposu
4	LİKİT	Sıvı	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • Yanıcı • Tahriş Edici • Kanserojen • Alerjik 	<p>GÖZLER: Hemen tıbbi yardım çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır.</p> <p>DERİ: Cilt bol su ve sabunla yıkanmalıdır.</p>	Eldiven Maske	Diş Protez Laboratuvarı	Ağız kapalı solüsyon kabı	Sarf Deposu

5	ETİL ALKOL	Sıvı	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • Kolay alevlenir. • Tahriş Edici • Çevre için Tehlikeli • Yanıcı 	<p>GÖZLER: Hemen tıbbi yardım çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır.</p> <p>DERİ: Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemelidir. Cilt bol su ve sabunla yıkanmalıdır.</p> <p>YUTMA: Kusma indüklenmemelidir. Kişi uyanık tutulmalıdır. Ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmelidir.</p> <p>SOLUNUM: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz havaya çıkılmalıdır. Solunum zorlaşmışsa oksijen verin, yoksa suni tenefüs yapın.</p>	Eldiven Gözlük Maske	Poliklinik Diş Protez Laboratuvarı	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
6	GENEL TEMİZLEME MADDESİ	Sıvı		+	<ul style="list-style-type: none"> • Tahriş Edici 	<p>GÖZLER: 15 dakika boyunca göz ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalı.</p> <p>DERİ: Cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Etkilenmiş elbise hemen çıkarılmalı ve doktora başvurulmalıdır.</p> <p>SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p> <p>YUTMA: Kusturma yapılmamalı, zehir kontrol merkezine veya doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven	Tüm Birimler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
7	YER VE YÜZEY DEZENFEKTAN (aldehitsiz)	Sıvı	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • Oksitleyici • Çok kolay alevlenir. • Yanıcı • Toksik • Zararlı • Tahriş Edici 	<p>GÖZLER: 15 dakika boyunca göz ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalı.</p> <p>DERİ: Cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Etkilenmiş elbise hemen çıkarılmalı ve doktora başvurulmalıdır.</p> <p>SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p> <p>YUTMA: Kusturma yapılmamalı, zehir kontrol merkezine veya doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Birimler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
8	ALET DEZENFEKTANI	Sıvı	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • Yanıcı • Toksik • Zararlı • Tahriş Edici • Çevre için tehlikeli 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı, medikal tedavi için başvurmalı</p> <p>DERİ: Cilt bol su ile yıkanmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler Laboratuar	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
9	KALSİYUM HİDROKSİT	Katı		+	<ul style="list-style-type: none"> • Zararlı • Tahriş Edici • Alerjik 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalıdır.</p> <p>DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır.</p> <p>SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
10	ALVOGLY	Katı	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • Alerjik 	<p>DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu

11	İYONOMER SİMAN	Toz Sıvı		+	<ul style="list-style-type: none"> • Tahriş Edici 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalı, DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır. SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
12	İYONER SİMAN (CAM SİMAN)	Toz Sıvı		+	<ul style="list-style-type: none"> • Tahriş Edici • Enfeksiyonlara Yatkınlık Yapar 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalı, DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır. SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
13	GEÇİCİ SİMAN	Katı Sıvı		+	<ul style="list-style-type: none"> • Tahriş Edici • Enfeksiyonlara Yatkınlık Yapar 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalı, DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır. SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
14	GEÇİCİ SİMAN KATALİZÖR	Katı		+	<ul style="list-style-type: none"> • Tahriş Edici • Enfeksiyonlara Yatkınlık Yapar 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalı, DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır. SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
15	SODYUM HYPOCLORİDE	Sıvı		+	<ul style="list-style-type: none"> • Toksik • Zararlı • Tahriş Edici • Alerjik 	<p>GÖZLER:15 dakika boyunca göz ılık su ile yıkanmalı iritasyon, şişme meydana gelirse hemen göz doktoruna başvurulmalı. DERİ: Cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, daha ciddi durumlarda hemen doktora başvurulmalıdır. SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
16	KOMPOZİT	Katı		+	<ul style="list-style-type: none"> • Tahriş Edici • Alerjik 	<p>GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalı, DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır.</p>	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu

17	ASİT	Sıvı	+	+	• Kolay alevlenir	GÖZLER: 15 dakika boyunca göz ılık su ile yıkanmalı iritasyon, şişme meydana gelirse hemen göz doktoruna başvurulmalı. DERİ: Cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, daha ciddi durumlarda hemen doktora başvurulmalıdır. SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
18	AMALGAM	Katı			• Çevre için Tehlikeli • Solunum ile Toksik	GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalı, DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır. SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, personel kendini doktora başvurulmalıdır.	Eldiven Maske	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
19	DYCAL CALSIYUM HİDROKSİ KAİDE PATI	Sıvı		+	• Tahriş Edici	GÖZLER: Gözle temas ettiğinde vakit kaybetmeden bol su ile durulanmalı ve doktora başvurulmalı, DERİ: Deri ile temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır. SOLUMA: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz hava solunulmalı, daha ciddi durumlarda doktora başvurulmalıdır.	Eldiven Maske Gözlük	Tüm Klinikler	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
20	FARMASÖTİK	Katı		+	-	-	Eldiven	Tüm Klinikler Laboratuvar	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
21	SİLİKON	Katı		+	• Toksik • Enfeksiyonlara yatkınlık yapar	-	Eldiven	Teknik Servis	Ağız kapalı kendi kabında	Sarf Deposu
22	TONER KARTUŞ	Sıvı		+	• Toksik • Enfeksiyonlara yatkınlık yapar	-	Eldiven	İdari Birimler ve Kayıtlar	Kendi Kabında	Sarf Deposu

HAZIRLAYAN

Yürürlük Tarihi:

30/08/2009

ONAYLAYAN

Kalite Yönetim Birimi

Dök. No

KYB Fr.03/76

Rev. Tarihi ve Nosu

18/09/2009 R:01

Başhekim
Dt.Musa YÖNEY