



## TALİMATLAR

### AMALGAM ATIK TOPLAMA TALİMATI

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Yayın Tarihi     | 10/06/2011   |
| Dokümantasyon No | KYB-T-02/112 |
| Revizyon Tarihi  | -            |
| Revizyon No      | 00           |
| Sayfa No         | 1/1          |
| Talimat No       | 112          |

- Amalgam toplama işlemi öncesi çift eldiven giyilir, maske ve gözlük takılır.
- Cam kavanozların ¼'ü suyla doldurulur ve kapağı kapalı tutulur.
- Hekim talebinde amalgamatörlerde amalgamlar hazırlanır ve hekime teslim edilir.
- Kullanılan amalgam kapsülleri kavanoza atılır.
- Amalgamatörlerin çevresine dökülen amalgamlar toplanır ve kavanoza atılır.
- Hekim hasta tedavisini bitirdikten sonra ünit tablasında kalan amalgamlarda toplanır, kavanoza atılır.
- Gün sonunda poliklinik personeli tarafından kreşuar süzgecinde toplanmış amalgam atıkları alınarak kavanoz içine atılır.
- Amalgamatörler her işlem öncesi ve sonrası temizlenir, arta kalan amalgamlar kavanoza atılır.
- Haftanın iki günü tıbbi atık toplayan personel tarafından polikliniklerde ki amalgam atıklar toplanır.
- Toplanan amalgamlar tehlikeli atık bidonuna atılır.
- Tehlikeli atık bidonunun ağzı kapatılır ve etiketi yapıştırılır.
- Etiketin üzerinde toplayan personelin adı -soyadı, toplama tarihi ve saati yazılır.
- Belirli aralıklarla yetkili firmaya teslim edilir.

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>HAZIRLAYAN</b><br>ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ<br>VE ÖNLENMESİ BÖLÜM SORUMLUSU | <b>KONTROL EDEN</b><br>KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ | <b>ONAYLAYAN</b><br>BAŞHEKİM |
|---|--|------------------------------|