



## TALİMATLAR

### DİŞ PROTEZ LABORATUARI DEZENFEKSİYONU VE STERİLİZASYON TALİMATI

Yayın Tarihi	01/03/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	36

1. Eldiven giyilir.
2. Ölçü kaşıkları aljinattan temizlenir.
3. Aljinattan arındırılan kaşıklar, kirli kaşık kabında toplanır
4. Tezgah üstündeki aljinat ve diğer atıklar toplanarak , tıbbi atık kovasına atılır.
5. Tezgah üstü silinir, dezenfektan madde ile dezenfeksiyonu sağlanır ve kurulanır.
6. Akrilik Polimerizasyon Fırını,Mum Eritme Cihazı, Cila Makinesinin günde iki kez temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanır.
7. Teknisyen masası mesai başlangıç ve bitiminde olmak üzere temizlenip dezenfeksiyonu sağlanır.
8. Gün içinde toplanan kaşıklar, kirli kaşık kabında sterilizasyona indirilerek sterilizasyonu sağlanır.
9. Steril edilen kaşıklar, sterilizasyon ünitesinden polikliniklere dağıtılır.
- 10.Laboratuardaki boll ve boll kaşıkları su ile yıkanır, kurulanır. Her işlem sonrası dezenfeksiyonu sağlanır.
- 11.Hastadan alınan 1. ve 2. ölçüler hekim tarafından ölçü alındıktan sonra ağız içi sekresyonu vb. salgılardan arındırılmak amacıyla musluk suyundan geçirilip ölçü sprej dezenfektanı ile dezenfeksiyonu gerçekleştirilir poşete konarak taşınması sağlanır.
- 12.Laboratura gelen ölçülere diş teknisyenleri tarafından ölçü sprej dezenfektanı sıkılır.
- 13.Lavabolarda hergün sonunda lavoba açıcı kullanılmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ	KALİTE YÖNETİM BAŞKANI Dt. Ali ÜRGEN Başhekim Yardımcısı	Dt.Musa YÖNEY BAŞHEKİM