



TALİMATLAR

RÖNTGEN TEKNİSYENİ ÇALIŞMA TALİMATI

| | |
|------------------|------------|
| Yayın Tarihi | 01/03/2009 |
| Dökümantasyon No | KYB-T-02 |
| Revizyon Tarihi | 05/05/2010 |
| Revizyon No | 03 |
| Sayfa No | 1/1 |
| Talimat No | 40 |

- 1- Kurumumuzun kalite politikaları, talimat ve prosedürlerine uygun çalışır.
- 2- Cihazı On (Aç) düğmesinden açılır.
- 3- Cihazın günlük bakımı sağlanır.
- 4- Cihazın standart dozu ve çalıştığı kontrol edilir
- 5- Gereken koruyucu önlemler alınır, röntgen çekimi esnasında kurşun yelek giyilir ve kurşun paravan kullanılır.
- 6- Hastanın yardıma ihtiyacı olmadığı durumlarda odada kimse bulundurmamalıdır.
- 7- Yapılacak işlem hakkında hastaya bilgi verilir.
- 8- Periapikal film çekimi için eldiven giyilir film hastanın ağızına yerleştirilir ve hastaya filmi tutması hakkında bilgi verilir Paravan arkasından şütlama işlemi yapılır.Dijital banyo cihazında film görüntülemesi yapılarak diş hekiminin LCD ekranına aktarılır. Hastaya hekimin film sonuçlarını poliklinikten 4-6 sn içerisinde kendi monitöründe göreceği açıklanır.Eldivenler çıkarılarak tıbbi atık kovasına atılır.
- 9- Panoramik film çekimi için eldiven giyilir hastanın çenesi Panoramik film cihazına uygun şekilde yerleştirilir.Cihaz üzerinden pozisyon ayarlaması yapılır.Hastanın ısırması gereken materyel ısırttırılır hareket etmemesi gerektiği açıklanır.Paravan arkasından şütlama yapılır. İşlemi biten hastaya dijital film çekildiği ve hekimin kendi ekranında 4-6 sn içerisinde görebileceği açıklanır.
- 10- Mesai bitiminde cihaz Off (Kapat) düğmesinden kapatılır.

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| KALİTE YÖNETİM BİRİMİ | KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ | BAŞHEKİM |