



TALİMATLAR

CERAHİ SET TOPLAMA VE YIKAMA TALİMATI

Yayın Tarihi	25/05/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	90

1. Merkezimiz kliniklerinde cerrahi işlem sırasında kullanılan cerrahi setler işlem sonrası hemşire tarafından toplanır.
2. Set içindeki aletler ayrı bir kirli kabına alınır.
3. Kullanılan tekstil ürünleri ayrı bir yere alınır.
4. Hemşire tarafından sayılı olarak personele teslim edilir .
5. Tekstil ürünleri çamaşır yıkama bölümüne ,cerrahi aletler ise sterilizasyon birimine teslim edilir.
6. Tekstil ürünleri çamaşır yıkama talimatına göre yıkanır, kurutulur.
7. Tekstil kuruduktan sonra sterilizasyon birimine teslim edilir.
8. Sterilizasyon biriminde yıkanmış,dezenfekte edilmiş aletler set içine yerleştirilir.
9. Hazır olan set steril edilir.
10. Steril edildiği tarih ,poliklinik oda numarası yazılır ve kliniklere teslim edilir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BİRİM SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM